

# テクニカルセミナー

プロテインシンプル社 Simple Western System のご紹介

日時 6月24日 (水) 17:00-18:30

場所 基礎教育研究棟 1階 102室

ウェスタンブロットがとてシンプルになりました。

電気泳動



イムノ検出



解析

Gel-free. Blot-free. Hands-free.

までわずか

3時間


- ・すべてのステップが自動化されています
- ・キャピラリー電気泳動で分離後キャピラリー内でイムノアッセイ
- ・少量サンプル : 0.6-1.2 $\mu$ g
- ・サイズ範囲 : 分子量レンジ 12-230kDa / 66-440kDa
- ・優れた定量性 / 優れた再現性 / 良好なCV値
- ・アッセイ間で比較可能




Wes

プロテインシンプル社

必要な手技はピペッティングだけ！  
高い定量性と高い再現性を実現！  
時間、コスト、サンプルの削減が可能！



traditional Western blot



Wes

製品のお問い合わせ: プロテインシンプルジャパン株式会社

担当 石川 (<http://proteinsimple.jp/>)

Tel: 03-5542-1436

Email: kazuma.lshikawa@proteinsimple.com

proteinsimple